

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Capzb Para Wb, If/Icc, Elisa - P47756

Número de artículo: CM0027981



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a CAPZB, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con la subunidad beta de la proteína de capping de F-actina (31 kDa) de humano, ratón y rata. Ideal para investigación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAPZB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAPB; CAPZ; CAPPB; CAPZB
Especie	Humano
GeneID	832 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-272 de CAPZB humana (NP_004921.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P47756
Peso de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo