


Anticuerpo Monoclonal Anti-Anhidrasa Carbónica 1 (Ca1) Para Wb, Elisa - P00915

Número de artículo: CM0010086



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Anhidrasa Carbónica 1 (CA1) humana, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo del CO₂ y la regulación del pH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anhidrasa Carbónica 1 (CA1) mAb de conejo
Observaciones/Alias	CAB; CA-I; Car1; HEL-S-11; Anhidrasa Carbónica 1 (CA1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	759
GeneID	759
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-261 de la Anhidrasa Carbónica 1 (CA1) humana (NP_001729.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P00915
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo