


Anticuerpo Policlonal Anti-Anhidrasa Carbónica 2 (Ca2) Para Wb, Elisa - P00918

Número de artículo: CM0016062



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la anhidrasa carbónica 2 humana (CA2). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con especies humanas y de ratón. Útil para estudiar la hidratación del dióxido de carbono, la resorción ósea y la regulación del pH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la anhidrasa carbónica 2 (CA2)
Observaciones/alias	CAC; CAlI; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Anhidrasa carbónica 2 (CA2)
Especie	Humana
ID del gen (humano)	760
ID del gen	760
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la anhidrasa carbónica 2 humana (CA2) (NP_000058.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P00918
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo