


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti Anhidrasa Carbónica 2 (Ca2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00918

Número de artículo: CM0012142



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti Anhidrasa Carbónica 2 (CA2) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a un péptido sintético dentro del dominio aa 161-260 de CA2 (P00918). Ideal para investigación de regulación del pH y reabsorción ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti Anhidrasa Carbónica 2 (CA2) de conejo
Observaciones/Alias	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Carbonic Anhydrase 2 (CA2)
Especie	Humano
GeneID	760
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 161-260 de la Anhidrasa Carbónica 2 (CA2) humana (P00918)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00918
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo