


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Anhidrasa Carbónica 9 (Ca9/G250) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16790

Número de artículo: CM0004582



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Anhidrasa Carbónica 9 (CA9/G250) validado para WB, IHC-P, ELISA. Específico para CA9 humana, un antígeno asociado a tumores. Ideal para la investigación del cáncer y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anhidrasa Carbónica 9 (CA9/G250) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MN; CAIX; Anhidrasa Carbónica 9 (CA9/G250)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	768
GeneID	768
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la Anhidrasa Carbónica 9 humana (CA9/G250) (Q16790)
Fuente	Crajo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q16790
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo