


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Anhidrasa Carbónica 9 (Ca9/G250) Para Wb Y Elisa - Q16790

Número de artículo: CM0019438



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la anhidrasa carbónica 9 humana (CA9/G250), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona con ratón y rata. Inmunógeno recombinante; detecta una proteína de 50 kDa implicada en la regulación del pH tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra anhidrasa carbónica 9 (CA9/G250)
Observaciones/Alias	MN; CAIX; Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250)
Especie	Humano
ID del gen	768
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-151 de la anhidrasa carbónica 9 humana (CA9/G250) (NP_001207.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q16790
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo