


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Anhidrasa Carbónica 9 (Ca9/G250) Para Wb - Q16790

Número de artículo: CM0013952



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la Anhidrasa Carbónica 9 humana (CA9/G250, Q16790). Adecuado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Inmunógeno de proteína recombinante. Útil para la investigación de hipoxia tumoral y regulación del pH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anhidrasa Carbónica 9 (CA9/G250) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MN; CAIX; Anhidrasa Carbónica 9 (CA9/G250)
Especie	Humano
GeneID	768 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-151 de la Anhidrasa Carbónica 9 humana (CA9/G250) (NP_001207.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q16790
Peso Proteico	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo