

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Carboxipeptidasa M (Cpm) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14384

Número de artículo: CM0026996



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la carboxipeptidasa M (CPM) humana. Validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para el estudio de la regulación de hormonas peptídicas y la proteólisis localizada en membrana. Reacciona de forma cruzada con humano y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CPM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1368
GeneID	1368
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 204-443 de la CPM humana (NP_001005502.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P14384
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo