


Anticuerpo Policlonal Anti-Car/Cxadr Para Wb, Elisa - P78310

Número de artículo: CM0019153



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CAR/CXADR humano, validado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para el estudio de uniones estrechas, receptores virales y migración de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAR/CXADR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-237 de CAR/CXADR humano (NP_001329.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78310
Peso de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo