


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Car/Cxadr Para Wb, If/Icc Y Elisa - P78310

Número de artículo: CM0007253



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CAR/CXADR humano, un receptor de uniones estrechas y de virus. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios sobre adhesión celular, biología epitelial e interacciones entre el huésped y los virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CAR/CXADR
Observaciones/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1525
ID del gen	1525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-237 de CAR/CXADR humano (NP_001329.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P78310
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo