

## Anticuerpo Policlonal Anti-Card10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwt7

Número de artículo: CM0030634

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CARD10 (CARMA3, BIMP1), validado para western blot, IHC-P y ELISA. Detecta CARD10 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de la vía NF-kB.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo contra CARD10                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | BIMP1; IMD89; CARMA3; CARD10                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GenelD (Humano)     | 29775                                                                                                                                 |
| GenelD              | 29775                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 863-1032 de CARD10 humano (NP_055365.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | Q9BWT7                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 116kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |