


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Card11 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxl7

Número de artículo: CM0025565



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CARD11 (CARMA1, proteína que contiene el dominio de reclutamiento de caspasa 11), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de inmunidad adaptativa y señalización NF-kB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CARD11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPBL; BENTA; BIMP3; IMD11; CARMA1; IMD11A; CARD11
Especie	Humano
GeneID	84433 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 985-1154 del CARD11 humano (NP_115791.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXL7
Peso Proteico	133kDa
Envío	Bolsa de hielo