

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Card19 Para Wb, Elisa - Q96Lw7

Número de artículo: CM0015367



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CARD19 de alta calidad, validado para WB y ELISA. Reconoce CARD19 humano y de ratón, una proteína que interactúa con BCL10 y participa en la inhibición de NF-kappa-B. Adecuado para investigaciones sobre señalización celular y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CARD19 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BinCARD; C9orf89; CARD19
Especie	Humano
ID del gen (humano)	84270
ID del gen	84270
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de CARD19 humano (NP_115686.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q96LW7
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo