

Anticuerpo Policlonal Anti-Card8 Para Wb Y Elisa - Q9Y2G2

Número de artículo: CM0014217



Introducción

pAb de conejo anti-CARD8 para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta la proteína 8 humana que contiene el dominio de reclutamiento de caspasas, un sensor clave del inflammasoma. Adecuado para estudios de piroptosis, inmunidad innata y latencia del VIH-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CARD8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NDPP; DACAR; DAKAR; NDPP1; TUCAN; CARDINAL; CARD8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22900
GeneID	22900
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la CARD8 humana (NP_001171829.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y2G2
Peso Molecular	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo