


Anticuerpo Policlonal Anti-Troponina Cardíaca I (Tnni3) Para Wb, Ip, If-P, Elisa - P19429

Número de artículo: CM0013916



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Troponina Cardíaca I humana (TNNI3). Adecuado para WB, IP, IF-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del músculo cardíaco y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Troponina Cardíaca I (TNNI3) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Troponina Cardíaca I (TNNI3)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7137
GeneID	7137
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de la Troponina Cardíaca I humana (TNNI3) (NP_000354.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P19429
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo