


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Troponina I Cardíaca (Tnni3) Para Wb, If-P, Elisa - P19429

Número de artículo: CM0003163



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Troponina I Cardíaca (TNNI3) humana, validado para WB, IF-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación cardíaca y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Troponina I Cardíaca (TNNI3)
Observaciones/Alias	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Troponina I Cardíaca (TNNI3)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7137
GeneID	7137
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de la Troponina I Cardíaca (TNNI3) humana (NP_000354.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P19429
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo