


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Troponina I Cardíaca (Tnni3) Para Wb, If-P, Elisa - P19429

Número de artículo: CM0026207



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra troponina I cardíaca (TNNI3) validado para WB, IF-P y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación sobre función del músculo cardíaco y miocardiopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra troponina I cardíaca (TNNI3)
Observaciones/Alias	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Troponina I cardíaca (TNNI3)
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7137
ID de gen	7137
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la troponina I cardíaca humana (TNNI3) (NP_000354.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P19429
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo