

Anticuerpo Policlonal Anti-Troponina T Cardíaca Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Número de artículo: CM0012844



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la troponina T cardíaca humana (TNNT2), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata; peso proteico 31-36 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Troponina T cardíaca (TNNT2) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; Troponina T cardíaca (TNNT2)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7139
ID de Gen	7139
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de la troponina T cardíaca humana (Troponina T cardíaca (TNNT2)) (NP_001001431.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P45379
Peso Proteico	31-36 kDa
Envío	Bolsa de hielo