

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Troponina T Cardíaca (Tnnt2) Para If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Número de artículo: CM0005231



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la troponina T cardíaca humana (TNNT2), validado para IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Ideal para la investigación cardíaca y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Troponina T cardíaca (TNNT2) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; Troponina T cardíaca (TNNT2)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7139
ID de Gen	7139
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45379
Peso Proteico	31-36 kDa
Envío	Bolsa de hielo