

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cars (Cisteinil-Arnt Sintetasa) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49589

Número de artículo: CM0003291

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CARS humano (cisteinil-ARNt sintetasa). Validado en WB, IHC-P y ELISA; presenta reacción cruzada con rata. Ideal para estudiar la síntesis de proteínas y la biología de las aminoacil-ARNt sintetasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra CARS
Observaciones/Alias	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDBH; MGC:11246
Especie	Humano
GeneID (Humano)	833
GeneID	833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 650-748 de CARS humano (P49589).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P49589
Peso Molecular de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo