

Anticuerpo Policlonal Anti-Cars (Conejo) Para Wb, If/Icc, Elisa - P49589

Número de artículo: CM0029807

Introducción

CARS Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Detecta CARS humano y de ratón, una cisteína-ARNt ligasa citoplásmica de 85 kDa esencial para la biosíntesis de proteínas. Ideal para investigación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CARS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDBH; MGC:11246
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	833
ID del Gen	833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 469-748 de CARS humano (NP_001742.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49589
Peso Molecular de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo