

Anticuerpo Policlonal Anti-Cart De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16568

Número de artículo: CM0028218



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína del transcrito regulado por cocaína y anfetamina (CART) humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación en obesidad, alimentación y neuropéptidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb CART de Conejo
Observaciones/Alias	CART
Especie	Humano
ID del Gen	9607
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 del CART humano (NP_004282.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16568
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo