

Anticuerpo Policlonal Anti-Cartpt Para Ihc-P, Elisa - Q16568

Número de artículo: CM0021328



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CARTPT humano (CART) para aplicaciones de IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Peso de la proteína diana: 13 kDa. SWISS: Q16568.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CARTPT Conejo pAb
Observaciones/Alias	CART; CARTPT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9607
GeneID	9607
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CARTPT humano (NP_004282.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16568
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo