


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cas9 Para Wb Y Elisa - Q99Zw2

Número de artículo: CM0004241



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Cas9 (SpCas9) validado para Western Blot (WB) y ELISA. El inmunógeno abarca los aminoácidos 450-730 de la Cas9 de *S. pyogenes*. Reactividad cruzada predicha con humanos y otras especies. Ideal para investigación en CRISPR y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Cas9 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CAS9; Cas9
Especie	Staphylococcus aureus
GeneID (Humano)	CAS9
GeneID	901176
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-730 de la Cas9 m1 de Streptococcus pyogenes. (NP_269215.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Otra (Amplio rango predicho)
SWISS	Q99ZW2
Peso de la proteína	158kDa
Envío	Bolsa de hielo