


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cas9 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q99Zw2

Número de artículo: CM0010898



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Cas9 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce Cas9 de *Streptococcus pyogenes* (Q99ZW2) y se predice que presenta reactividad cruzada con proteínas humanas y de otras especies. Ideal para la investigación sobre CRISPR y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Cas9
Observaciones/Alias	CAS9
Especie	<i>Streptococcus pyogenes</i>
GeneID	901176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-730 de CAS9 de <i>Streptococcus pyogenes</i> M1 GAS (NP_269215.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, otras (amplio rango previsto)
SWISS	Q99ZW2
Peso de la proteína	158 kDa
Envío	Bolsa de hielo