

Anticuerpo Monoclonal Anti-Casein Kinase 1 Alpha (Csnk1A1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48729

Número de artículo: CM0011463



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) humana. Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Ideal para aplicaciones de investigación en la señalización Wnt, el ciclo celular y quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CK1; CK1a; CKIa; HLCDGP1; PRO2975; HEL-S-77p; Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1452
GeneID	1452
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 238-337 de la Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) humana (P48729).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48729
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo