

Anticuerpo Policlonal Anti-Caseína Cinasa 1 Alfa (Csnk1A1) Para Wb - P48729

Número de artículo: CM0019836



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CSNK1A1 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata para el estudio de la señalización Wnt y la actividad cinasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Caseína cinasa 1 alfa (CSNK1A1), pAb de conejo
Observaciones/alias	CK1, CK1a, CKIa, HLCDGP1, PRO2975, HEL-S-77p
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1452
ID del gen	1452
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 238-337 de la caseína cinasa 1 alfa humana (CSNK1A1) (NP_001883.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P48729
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo