

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Caseína Quinasa 2 Alfa (Csnk2A1) Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P68400

Número de artículo: CM0013901



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la caseína quinasa 2 alfa (CSNK2A1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigar el ciclo celular, la apoptosis y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Caseína quinasa 2 alfa (CSNK2A1), pAb de conejo
Observaciones/Alias	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Caseína quinasa 2 alfa (CSNK2A1)
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1457
ID del gen	1457
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-391 de la caseína quinasa 2 alfa humana (CSNK2A1) (NP_001886.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P68400
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo