

Anticuerpo Policlonico De Conejo Contra Caseína Quinasa 2 Alfa (Csnk2A1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68400

Número de artículo: CM0023583



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Caseína Quinasa 2 alfa (CSNK2A1) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio del ciclo celular, apoptosis, transcripción y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Caseína Quinasa 2 alfa (CSNK2A1) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Especie	Humana
ID de Gen (Humano)	1457
ID de Gen	1457
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-391 de la Caseína Quinasa 2 alfa (CSNK2A1) humana (NP_001886.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P68400
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo