

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Caseína Cinasa 2 Beta (Csnk2B) Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P67870

Número de artículo: CM0022947



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la caseína cinasa 2 beta humana (CSNK2B), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de CK2, la vía Wnt y la investigación de la infección por EBV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Caseína cinasa 2 beta (CSNK2B), pAb de conejo
Observaciones/Alias	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1460
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-215 de la caseína cinasa 2 beta humana (CSNK2B) (NP_001311.3)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P67870
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo