

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Casp8Ap2 Para Wb, Elisa - Q9UKI3

Número de artículo: CM0017406



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CASP8AP2 humano (FLASH), validado para WB y ELISA. Reacciona con proteínas humanas. Se dirige a los aminoácidos 1733-1982. Ideal para estudiar la activación de NF-κB inducida por TNF, la apoptosis y el procesamiento del ARNm de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CASP8AP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CED-4; FLASH; RIP25; CASP8AP2
Especie	Humana
GeneID (humano)	9994
GeneID	9994
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1733-1982 de CASP8AP2 humano (NP_036247.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9UKI3
Peso de la proteína	223 kDa
Envío	Bolsa de hielo