


Anticuerpo Monoclonal Anti-Caspasa-1 Para Wb, Elisa - P29466

Número de artículo: CM0008295



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Caspasa-1 humana (ICE, p45), validado para Western blot y ELISA. Dirigido contra la caspasa inflamatoria implicada en el procesamiento de IL-1 β /IL-18 y la piroptosis. Adecuado para investigaciones en inmunología y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Caspasa-1
Observaciones/Sinónimos	ICE; P45; IL1BC
Especie	Humana
ID del gen (humano)	834
ID del gen	834
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-297 de la Caspasa-1 humana (NP_150634.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P29466
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo