


Anticuerpo Policlonal Anti-Caspasa-1 Para Wb, If-P, Elisa - P29466

Número de artículo: CM0022380



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Caspasa-1 (ICE) para WB, IF-P, ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Ideal para investigación del procesamiento de IL-1 β mediado por inflamasoma, piroptosis e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo contra Caspasa-1
Observaciones/Alias	ICE; P45; IL1BC; CASP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	834
ID de Gen	834
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 198-297 de CASP1 humano (NP_150634.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29466
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo