

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caspasa-1 Para Wb, Elisa - P29452

Número de artículo: CM0005974

Introducción

Caspasa-1 Rabbit mAb (P29452) validado para WB, ELISA en ratón. Anticuerpo recombinante dirigido a los aminoácidos 119-296. Esencial para el estudio de respuestas inflamatorias y vías de piroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Caspasa-1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ICE; IL1bc
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	834
GenelD	12362
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 119-296 de CASP1 de ratón (NP_033937.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P29452
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo