

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Caspasa-1 Para Wb Y Elisa - P29452

Número de artículo: CM0021772

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Caspasa-1 (ICE) de ratón. Validado para Western blot y ELISA. Detecta una proteína de ~46 kDa altamente expresada en bazo y pulmón. Adecuado para investigación en inflamación y piroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo contra Caspasa-1
Observaciones/Alias	ICE; I11bc; CASP1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	834
GeneID	12362
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la CASP1 de ratón (NP_033937.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P29452
Peso molecular de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo