


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Caspasa-1 Para Wb, If-P, Elisa - P29466

Número de artículo: CM0022083



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Caspasa-1 humana (ICE, IL1BC). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre inflamación, piroptosis y procesamiento de IL-1 β .

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Caspasa-1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ICE; P45; IL1BC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	834
GeneID	834
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-297 de la Caspasa-1 humana (NP_150634.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29466
Peso proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo