


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Caspasa-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29466

Número de artículo: CM0016000



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Caspasa-1 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en vías de inflamación y piroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Caspasa-1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ICE; P45; IL1BC; Caspasa-1
Especie	Humana
ID del gen	834
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 201-300 de la Caspasa 1 humana (NP_150634.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29466
Peso molecular de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo