

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Caspasa-12 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Uxs9

Número de artículo: CM0018667

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra caspasa-12 validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Regulador negativo de las respuestas inflamatorias; ideal para estudios de inmunidad innata y de la vía NF-kB. - Q6UXS9.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra caspasa-12
Observaciones/alias	CASP-12; CASP12P1; Caspasa-12
Especie	Humano
GeneID (humano)	100506742
GeneID	100506742
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la caspasa-12 humana (NP_001177945.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q6UXS9
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo