

Anticuerpo Monoclonal Anti-Caspasa-14 Para Wb, Elisa - P31944

Número de artículo: CM0004814

Introducción

Validado para Western blot y ELISA, este anticuerpo monoclonal de conejo contra Caspasa-14 detecta dianas humanas, de ratón y de rata, apoyando la investigación sobre diferenciación epidérmica, cornificación y función de los queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo contra Caspasa-14
Observaciones/Alias	ARCI12; Caspasa-14
Especie	Humano
GeneID (humano)	23581
GeneID	23581
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de la Caspasa-14 humana (P31944).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31944
Peso de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo