

## Anticuerpo Policlonal Anti-Caspase-14 Para Wb, Elisa - P31944

Número de artículo: CM0027597

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Caspase-14 validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de diferenciación epidérmica y apoptosis de queratinocitos. Peso proteico de 28kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Caspase-14 Rabbit pAb                                                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | ARCI12; Caspase-14                                                                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                          |
| ID de Gen (Humano)  | 23581                                                                                                                                                           |
| ID de Gen           | 23581                                                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-242 de la Caspase-14 humana (NP_036246.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                             |
| SWISS               | P31944                                                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 28kDa                                                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                  |