


Anticuerpo Monoclonal Anti-Caspasa-2 Para Wb Y Elisa - P42575

Número de artículo: CM0004574



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Caspasa-2 validado para WB y ELISA en muestras humanas. Detecta la proenzima de 51 kDa. Regulador clave de la apoptosis a través del complejo PIDDosoma. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Caspasa-2 de conejo
Observaciones/Alias	ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; Caspasa-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	835
GeneID	835
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 334-452 de la Caspasa-2 humana (P29594).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P42575
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo