


Anticuerpo Monoclonal Anti-Caspasa-3 Para Wb, Elisa - P42574

Número de artículo: CM0003942



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido a la Caspasa-3, una caspasasa ejecutora clave en la apoptosis. Apto para Western blot y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación en apoptosis y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Caspasa-3 Ac. monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	836
ID del gen	836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-175 de la Caspasa-3 humana (P42574)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P42574
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo