


Anticuerpo Monoclonal Anti-Caspasa-3 Para Wb, Elisa - P42574

Número de artículo: CM0003752



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra Caspasa-3 validado para WB y ELISA, específico para caspasa-3 humana y de ratón. Ideal para el análisis de la vía de apoptosis, detección de caspasa-3 escindida e investigación sobre la muerte celular programada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Caspasa-3 mAb de Ratón
Observaciones/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspasa-3
ID de Gen (Humano)	836
ID de Gen	836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-160 de la Caspasa-3 humana (P42574).
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P42574
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo