


Anticuerpo Policloonal Anti-Caspasa-3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42574

Número de artículo: CM0024244



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Caspasa-3 humana, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis y caspasas efectoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Caspasa-3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
Especie	Humana
GeneID (Humana)	836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-160 de la Caspasa-3 humana (NP_004337.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42574
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo