


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caspasa-3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42574

Número de artículo: CM0003138



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Caspasa-3 humana (SWISS P42574) para investigación de apoptosis. Validado en WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de 32kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Caspasa-3
Observaciones/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B
Especie	Humano
ID del gen	836 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 176-277 de la Caspasa-3 humana (NP_004337.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42574
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo