


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Caspasa-3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42574

Número de artículo: CM0017609



### Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo anti-Caspasa-3 (CPP32, SCA-1) para la investigación de la apoptosis. Validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Herramienta esencial para el estudio de la muerte celular programada.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-Caspasa-3                                                                                               |
| Observaciones/Alias | CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspasa-3                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID              | 836                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 6-105 de la Caspasa-3 humana (NP_004337.2). |
| Fuente              | conejo                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                        |
| SWISS               | P42574                                                                                                                     |
| Peso de la proteína | 32 kDa                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                             |