


Anticuerpo Monoclonal Anti-Caspasa-6 Para Wb, Elisa - P55212

Número de artículo: CM0005434



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Caspasa-6 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta caspasa-6 humana, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones sobre apoptosis, neurobiología e inmunidad innata. - P55212.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Caspasa-6
Observaciones/Alias	MCH2; CSP-6; caspasa-6; Caspasa-6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	839
GeneID	839
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintetizado derivado de la Caspasa-6 humana.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55212
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo