

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Caspasa-6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55212

Número de artículo: CM0002635

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Caspasa-6 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta la caspasa-6 humana y de ratón (33 kDa), una proteasa que media la apoptosis, la PANoptosis y la defensa antiviral. Materia prima IVD para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Caspasa-6 mAb de conejo
Observaciones/Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	839
ID del gen	839
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la Caspasa-6 humana (P55212).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P55212
Peso molecular de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo