


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caspasa 6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55212

Número de artículo: CM0007475



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra caspase-6 para WB, IHC-P, ELISA detecta una proteína de 33 kDa en humanos, ratones y ratas. Apto para aplicaciones de investigación en apoptosis y virología, incluidos estudios de PANoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-caspasa 6 de conejo
Observaciones / Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	839
GeneID	839
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 150-250 de la caspase-6 humana (P55212).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55212
Peso molecular de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo