


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Caspasa-6 Para Wb - P55212

Número de artículo: CM0002744



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Caspasa-6 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y rata. Ideal para investigación sobre apoptosis, muerte celular y neurodegeneración. - P55212

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb contra Caspasa-6 de conejo
Observaciones/Alias	MCH2; CSP-6; caspasa-6; Caspase-6
Especie	Humano
GenelD (humano)	839
GenelD	839
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-162 de la Caspasa-6 humana (P55212).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P55212
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo